

# Medikro Duo

TUOTEKOODI  
M920

2 in 1 -spirometri astman ja COPD:n seulontaan

**Pikatestitoiminto**

**Puhalluksen laadun seuranta suoraan näytöltä**

**Kalibrointivapaa**

**Pitkä akun kestävyys**



**MEDIKRO**  
Spirometry simplified



## TILAUSTIEDOT

### Tuotekoodi - M920


Medikro Duo –spirometri ympäristön olosuhteita mittaavilla antureilla

- M9356-180W USB-kaapeli C Plug – A Plug, pituus 1.8 m, valkoinen
- M9831 Medikro Spirometriaohjelmisto
- M8304 Käyttöohje
- M8831 Asennusohje

Medikro Duo on monipuolinen spirometri, jota voidaan käyttää sekä astman että COPD:n seulontaan. Laitteen pikatestitoiminnon avulla seulontaspirometriatutkimus voidaan suorittaa vain 2 minuutissa. Medikron puhalluksen laadun seuranta parantaa seulontatutkimusten nopeutta ja laatua.

Medikro Duo hyödyntää helppokäyttöistä Medikro Spirometry Software (MSS) -ohjelmistoa ja samaa potilastietokantaa. MSS mahdollistaa datan monitoroinnin useilta spirometreiltä yhdellä käyttöliittymällä. Kalibrointivapaan Medikro Duo –spirometrin kanssa käytetään tuttuja, kertakäyttöisiä Medikro SpiroSafe –virtausantureita.

## KOHOKOHDAT



### 3 mittaus toimintoa

Medikro Duo on monipuolinen spirometri, joka tarjoaa kolme mittaus toimintoa: nopea vitaalikapasiteetti (FVC), 6 sekunnin uloshengityskapasiteetti (FEV6) ja uloshengityksen huippuvirtaus (PEF).

### Pikatestitoiminto

Medikro Duo on kätevä työkalu, jonka pikatestitoiminto mahdollistaa spirometria seulonnat alle kahdessa minuutissa. Pikatestitoiminto tekee laitteesta erinomaisen vaihtoehdon kiireisille klinikoille tai ei-kliinisiin olosuhteisiin.

### Luotettavat laatuindikaattorit

Medikro Duo tarjoaa kätevät graafiset laatuindikaattorit puhalluksen alun epäröinnille, ponnottomalle puhallukselle, yskäisylle sekä riittämättömälle puhalluksen kestolle. Medikro Duo takaa mahdollisimman tarkat ja luotettavat tulokset ilman epävarmuutta tai arvailua.

## VUOSIHUOLTOSOPIMUS

Ota Medikron vuosihuoltosopimus parantaaksesi järjestelmäsi kestävyyttä ja luotettavuutta.

### Laajennettu Takuu

Huoltosopimuksen solmivilla asiakkailla on oikeus spirometrien laajennettuun takuuseen niin kauan kuin jatkuva vuosihuoltosopimus on voimassa.

### Stressitön Huoltoaikataulu

Huolehdimme huoltoaikatauluista ja muistutamme huollosta. Voit keskittyä ydintehtäviisi, kun varmistamme laitteidesi suorituskyvyn.

## ASIAKKAIDEN PALAUTE

“ Medikron järjestelmät ovat luotettavia ja kohtuuhintaisia, mittaukset tarkkoja, ja ohjelmisto on hyvin suunniteltu. ”

ENRIQUE CIMAS, YLEISLÄÄKÄRI



Medikro Oy  
Pioneerinkatu 3  
70800 Kuopio

+358 44 777 7002  
www.medikro.com