

Medikro Primo

TUOTEKOODI
M914

PC-pohjainen diagnostinen spirometri

Kestävä perusspirometri

Turvalliset, kertakäyttöiset tarvikkeet

Käyttäjystävällinen





Medikro Primo on edullinen PC-pohjainen spirometri perusterveydenhuoltoon. Se täyttää viimeisimmät spirometriastandardit ja tarjoaa tarkat tulokset, joihin terveydenhuollon ammattilaiset voivat luottaa.

Järjestelmää ohjaa intuitiivinen ja helppokäyttöinen Medikro Spirometriaohjelmisto (MSS), joka tarjoaa säädettäviä tulkintavaihtoehtoja, selkeän tulosten visualisoinnin ja yksinkertaisen navigoinnin. Primon avulla yleislääkärit voivat luottaa spirometriatestiensä luotettavuuteen.

TILAUSTIEDOT

Peruspaketti - M984

Aloituspakkaus kulutustavaroita

- M914 Medikro Primo -spirometri
- M9256-100 Kertakäyttöinen SpiroSafe-virtausanturi, 100 kpl
- M9264-200 Paineletku, pituus 200 cm
- Nenäpuristin, 100 kpl

Täyspaketti - M974

Kaikki komponentit, jotka käyttäjä tarvitsee

- M914 Medikro Primo -spirometri
- M9474 Kalibrintipumppu
- M9256-100 Kertakäyttöinen virtausanturi, 100 kpl
- M9264-200 Paineletku, pituus 200 cm
- Nenäpuristin, 100 kpl

VUOSIHUOLTOSOPIMUS

Ota Medikron vuosihuoltosopimus parantaaksesi järjestelmäsi kestävyyttä ja luotettavuutta.


Laajennettu Takuu

Huoltosopimuksen solmivilla asiakkailla on oikeus spirometrien laajennettuun takuuseen niin kauan kuin jatkuva vuosihuoltosopimus on voimassa.

Stressitön Huoltoaikataulu

Huolehdimme huoltoaikatauluista ja muistutamme huollosta. Voit keskittyä ydintehtäviisi, kun varmistamme laitteidesi suorituskyvyn.

KOHOKOHDAT



1 Monia laskenta- ja tulkintavaihtoehtoja

Ohjelmisto valitsee parhaat tulokset ja tulkitsee tutkimuksen, suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen suositusten mukaisesti.

2 Potilasturvallisuutta

Medikro Primo käyttää kertakäyttöisiä Medikro SpiroSafe-virtausantureita, jotka estävät ristikontaminaation ja suojaavat potilaita.

3 Sarjavertailu

Sarjavertailun avulla voidaan seurata yhden tai useamman muuttujan historiaa. Tämä helpottaa hoidon seurannan ja vaikuttavuuden dokumentointia, hoidon muutostarpeen tunnistamista ja keuhkojen toiminnan muutosten arviointia.

ASIAKKAIDEN PALAUTE

“Medikron järjestelmät ovat luotettavia ja kohtuuhintaisia, mittaukset tarkkoja, ja ohjelmisto on hyvin suunniteltu.”

ENRIQUE CIMAS, YLEISLÄÄKÄRI



Medikro Oy
Pioneerinkatu 3
70800 Kuopio

+358 44 777 7002
www.medikro.com