

# Medikro Duo

PRODUKTKOD  
M920

Bärbar 2-i-1-spirometer för screening av astma och KOL

**Snabbtestläge**

**Indikatorer för testkvalitet**

**Kalibreringsfri**

**Användarvänlig**





## KÖP DETALJER

### Produktkod - M920


Medikro Duo Spirometer med sensorer för mätning av omgivningsförhållanden

- M9356-180W USB-kabel C-Plug till A, Plug, längd 1,8m, färg vit
- M9831 Medikro Programvara för spirometri
- M8304 Användarhandbok
- M8823 Installationshandbok

Medikro Duo är en mångsidig enhet som kan användas för screening av både astma och KOL. Med dess snabbtestläge, kan spirometriska tester genomföras på bara två minuter, och Medikro's kvalitetsindikatorer säkerställer både snabbhet och noggrannhet.

Medikro Duo använder Medikro Spirometry Software (MSS), vilket möjliggör visning och övervakning av data från flera spirometrar i ett enda gränssnitt. Enheten kräver ingen kalibrering och använder de tillförlitliga och engångs Medikro SpiroSafe flödesgivarna.

## HÖJDPUNKTER



### 3 mätmetoder

Medikro Duo är en mångsidig spirometer som erbjuder tre olika driftlägen att välja mellan: FVC, FEV6 och PEF. Denna flexibilitet gör den lämplig för en mängd olika screeningändamål.

### Snabb testläge

Medikro Duo är ett praktiskt verktyg som låter dig utföra spirometri-screening på mindre än två minuter, tack vare dess separata snabbtestläge. Denna funktion gör att du kan slutföra screening snabbt och effektivt, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för upptagna kliniker eller icke-kliniska inställningar.

### Screening kvalitetsindikatorer

Dessa indikatorer kan upptäcka tvekan, lat blåsning, hosta och tidig avslutning under spirometriundersökningar, vilket ger dig värdefulla insikter om kvaliteten på resultaten.

## TJÄNSTEAVTAL

Välj en serviceavtal med Medikro för att förbättra din utrustnings livslängd och tillförlitlighet.

### Obegränsad garanti

Kunder med serviceavtal får en garantiutökning så länge de fortsätter med årligt underhåll, vilket säkerställer långsiktigt värde.

### Bekymmersfri underhåll

Vi hanterar schemaläggning och påminnelser, vilket låter dig fokusera på kärnansvar samtidigt som du upprätthåller optimal enhetsprestanda.

## KUNDERS ÅTERKOPPLING

Medikro-systemen är pålitliga och prisvärda, deras mätningar är precisa och programvaran är väl genomtänkt!

ENRIQUE CIMAS. GP FAMILJEMEDICIN



Medikro Oy  
Pioneerinkatu 3  
70800 Kuopio, Finland

+358 44 777 7002  
www.medikro.com