

Medikro Duo

TUOTEKOODI
M920

2 in 1 -spirometri astman ja COPD:n seulontaan

Pikatestitoiminto

Puhalluksen laadun seuranta suoraan näytöltä

Kalibrointivapaa

Pitkä akun kestävyys





TILAUSTIEDOT

Tuotekoodi - M920


Medikro Duo –spirometri ympäristön olosuhteita mittaavilla antureilla

- M9356-180W USB-kaapeli C Plug – A Plug, pituus 1.8 m, valkoinen
- M9831 Medikro Spirometriaohjelmisto
- M8304 Käyttöohje
- M8141-1.0 Asennusohje

Medikro Duo on monipuolinen spirometri, jota voidaan käyttää sekä astman että COPD:n seulontaan. Laitteen pikatestitoiminnon avulla seulontaspirometriatutkimus voidaan suorittaa vain 2 minuutissa. Medikron puhalluksen laadun seuranta parantaa seulontatutkimusten nopeutta ja laatua.

Medikro Duo hyödyntää helppokäyttöistä Medikro Spirometry Software (MSS) -ohjelmistoa ja samaa potilastietokantaa. MSS mahdollistaa datan monitoroinnin useilta spirometreiltä yhdellä käyttöliittymällä. Kalibrointivapaan Medikro Duo –spirometrin kanssa käytetään tuttuja, kertakäyttöisiä Medikro SpiroSafe –virtausantureita.

KOHOKOHDAT



3 mittaustoimintoa

Medikro Duo on monipuolinen spirometri, joka tarjoaa kolme mittaustoimintoa: nopea vitaalikapasiteetti (FVC), 6 sekunnin uloshengityskapasiteetti (FEV6) ja uloshengityksen huippuvirtaus (PEF).

Pikatestitoiminto

Medikro Duo on kätevä työkalu, jonka pikatestitoiminto mahdollistaa spirometria-seulonnan alle kahdessa minuutissa. Pikatestitoiminto tekee laitteesta erinomaisen vaihtoehdon kiireisille klinikoille tai ei-kliinisiin olosuhteisiin.

Luotettavat laatuindikaattorit

Medikro Duo tarjoaa kätevät graafiset laatuindikaattorit puhalluksen alun epäröinnille, ponnottomalle puhallukselle, yskäisylle sekä riittämättömälle puhalluksen kestolle. Medikro Duo takaa mahdollisimman tarkat ja luotettavat tulokset ilman epävarmuutta tai arvailua.

VUOSIHUOLTOSOPIMUS

Ota Medikron vuosihuoltosopimus parantaaksesi järjestelmäsi kestävyyttä ja luotettavuutta.

Laajennettu Takuu

Huoltosopimuksen solmivilla asiakkailla on oikeus spirometrien laajennettuun takuuseen niin kauan kuin jatkuva vuosihuoltosopimus on voimassa.

Stressitön Huoltoaikataulu

Huolehdimme huoltoaikatauluista ja muistutamme huollosta. Voit keskittyä ydintehtäviisi, kun varmistamme laitteidesi suorituskäyvyn.

ASIAKKAIDEN PALAUTE

“ Medikron järjestelmät ovat luotettavia ja kohtuuhintaisia, mittaukset tarkkoja, ja ohjelmisto on hyvin suunniteltu. ”

ENRIQUE CIMAS, YLEISLÄÄKÄRI



Medikro Oy
Pioneerinkatu 3
70800 Kuopio

+358 44 777 7002
www.medikro.com